

ENDOTOXINBESTÄMNING

METOD/ANALYSPRINCIP

Kvantitativ analys av gramnegativa bakteriers endotoxin.
Kinetisk kromogen metod som mäter färgintensiteten i direkt förhållande till endotoxinkoncentrationen i provet.

SVAR/TOLKNING

Gränsvärde:
Hemofiltrationsvätskor - 0,05 EU/ml.
Hemodialysvätskor och RO-vatten – 0,25 EU/ml
Vid mätvärden som ligger över gränsvärdet meddelas kunden per telefon.

REFERENSER

SLS Svensk Läkemedelsstandard innevarande år.
(Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården)