

X-Hemoglobin (Hb)

Bakgrund Svar/Tolkning/Bedömning

Vid vissa frågeställningar eller sjukdomstillstånd kan det vara av värde att uppskatta hemoglobinkoncentrationen i andra kroppsvätskor än i blod och plasma. Vid beställning av X-Hemoglobin (Hb) ska typ av kroppsvätska som analysen avser anges. Intraosseösa prover kan inte analyseras med cellräknare. För mer information om intraosseösa prover se

[AnalysPortalen - Labmedicin Skåne](#)

Metodik/mätprincip

Analys görs på cellräknare och för vidare information om mätprincip se Läs mer för B-Hemoglobin (Hb) i Analysportalen.

Interferenser och felkällor

Analysen är inte optimerad för att utföras på dessa vätskor, varför resultaten ska tolkas med försiktighet. Vid grumliga och missfärgade prover kan hemoglobinkoncentrationen både under- och överskattas.

Mätområde

Läs mer under B-Hemoglobin (Hb) i Analysportalen.

Detektionsgräns

X-Hemoglobin: 5 g/L

Spårbarhet till referensmetod

Läs mer under B-Hemoglobin (Hb) i Analysportalen.